

# WiBox pro – sécurité et mobilité pour vos médicaments



**Le set hebdomadaire à utiliser chez soi ou en route. La WiBox pro vous permet de contrôler la prise de vos médicaments pendant toute une semaine.**

En collaboration avec l'association et trois organisations d'aide et soins à domicile, nous avons développé un nouveau système hebdomadaire taillé sur mesure pour les besoins de la prise des médicaments à la maison. Le maniement du set hebdomadaire WiBox pro est simple, rapide et sûr, et vous permet de rester libre et mobile car il représente un bon soutien lors de vos excursions journalières ou d'un voyage. Vous apprécierez longtemps votre WiBox pro grâce au matériel de haute qualité et à une fabrication soignée.

## **Simple, pratique et rapide**

Ouvrir le coffret, glisser le couvercle, préparer les médicaments, contrôler, fermer le couvercle – et voilà. Peu importe qui prépare les médicaments, que ce soit le patient, la personne préposée aux soins, le pharmacien ou l'assistante, le maniement est simple et rapide.

## **Clarté et sécurité**

La clarté simplifie le contrôle des médicaments préparés. Chacun des 7 distributeurs journaliers est marqué avec un jour de la semaine. Les distributeurs ne se laissent ouvrir que dans un sens et libèrent automatiquement les médicaments dans le bon ordre.

## **Fermer – verrouiller – transporter**

La WiBox pro peut être fermée avec une serrure courante. Pour emporter un seul distributeur, il vous suffit de verrouiller le couvercle avec le bordon vert. Ainsi, le couvercle reste bien fermé et les comprimés restent dans leur compartiment même si le distributeur ou la WiBox tombent à terre.

## **Le huitième distributeur**

Le huitième distributeur peut être utilisé de manière individuelle. Vous pouvez l'utiliser soit quand tous les autres distributeurs doivent être préparés pour les 7 prochains jours, soit pour les médicaments de réserve.

## **Marquage**

Les distributeurs et le coffret peuvent être marqués avec des étiquettes ou des marqueurs indélébiles.

## **Nettoyage**

Les distributeurs, couvercles et coffrets peuvent être lavés et séchés dans le lave-vaisselle avec un programme normal à 60° max.

## WiBox pro avec accessoires

### 1. WiBox pro set hebdomadaire

Coffret avec 7 distributeurs journaliers (lundi – dimanche) et 1 distributeur sans jour, 190x225x50 mm, Article no 230.00.01.FR

### 2. WiBox pro étui pour distributeurs

Étui pour 1 distributeur journalier, 200x95 mm, Article no 230.00.61.bl

### 3. Marqueur pour distributeur

Pour marquer les MediDistributeurs, avec gomme intégrée, encre résistant au lave-vaisselle, Article no 64.738

### 4. MediSplitter WIEGAND<sup>®</sup>

Partage-comprimés avec couteau inoxydable, boîtier avec compartiment de réception, résistant au lave-vaisselle, 85x35x25 mm, Article no 96T

### 5. Panier de lavage WIEGAND<sup>®</sup> WiBox pro

Panier de lavage pour lave-vaisselle avec insertion pour 8 distributeurs journaliers, 380x205x65 mm, Article no 230.00.50

### 6. Étiquettes

Blanches, mates, autocollantes, pour imprimante laser, stylo à bille, marqueur, feuille A4 à 51 étiquettes, étiquette à 62x15 mm, Article no 510.22

