

Armoire à pharmacie pouvant accueillir jusqu'à 30 résidents

L'aménagement d'une armoire à pharmacie dépend fortement des processus de travail du personnel soignant. Pour un service comptant jusqu'à 30 résidents, le stockage clairement organisé des médicaments est essentiel pour soutenir les processus de préparations. Les médicaments de réserve par patient peuvent être stockés dans des bacs Treston, des systèmes hebdomadaires ou même dans des boîtes blisters. Avec les produits Wiegand, chaque armoire à pharmacie peut être adaptée individuellement à vos besoins. Nous recommandons l'utilisation d'une armoire ISO-B en trois parties pour accueillir le système de distribution des médicaments, ainsi que les médicaments de réserves et divers produits de soins.



pour **30**
résidents

Cet exemple d'armoire à pharmacie est équipé comme suit :

- Bacs Treston par résident pour le stockage de médicaments, pommades, gouttes, etc. Dimensions des bacs, 186 x 400 x 82 mm (l x L x h) Les bacs offrent suffisamment de place pour toutes sortes de médicaments.
- Espace pour 30 sets de plateaux hebdomadaires maximum (1 set comprenant : 1 plateau hebdomadaire et 7 Medi-Distributeurs). 1 set par résident pour le stockage des médicaments pour une semaine. La place varie en fonction de la taille et du type de MediDistributeur. Pour tous renseignements ou conseils merci de nous contacter.
- Nous recommandons un réfrigérateur à médicaments aux normes DIN, verrouillable avec affichage numérique de la température.
- Les bacs FlexModul de différentes hauteurs sont adaptés pour le stockage des médicaments ou les produits de soins. Ils peuvent être équipés de subdivisions selon les besoins.
- Les bacs FlexModul peuvent être montés dans l'armoire soit sur des parois profilées, soit sur des cadres avec rails télescopiques inclinés ou droits.
- Il est recommandé d'installer des étagères coulissantes comme surface de travail supplémentaires, ainsi qu'un tiroir avec fermeture à clef pour le stockage des stupéfiants.

Nous vous recommandons de toujours utiliser des armoires, des réfrigérateurs à médicaments et des tiroirs à stupéfiants verrouillables pour garantir une bonne sécurité. Nous pouvons vous proposer différents systèmes de fermetures, mécanique ou électronique ou même de voir si votre système existant enregistré ou un système entièrement nouveau peut être utilisé sur notre matériel.

Aménagement d'armoires et accessoires

Système de distribution WIEGAND[®]

Le système de distribution de médicaments est une solution complète pour la préparation, le stockage et la distribution des médicaments pour les résidents et les patients. Que vous prépariez de manière centralisée, par cycle hebdomadaire ou quotidiennement, le système Wiegand s'adapte exactement à vos processus de travail. Les MediDistributeurs sont disponibles en différentes tailles et versions et offrent une solution adaptée à chaque exigence.



Dans les foyers ou les unités de soins, nous recommandons l'utilisation d'un système hebdomadaire. Ce système s'impose surtout dans le domaine des thérapies de longue durée, car la médication est très régulière.

Stockage de médicaments dans un bac TRESTON

Stockez les médicaments et autres matériels dans des bacs TRESTON pratiques. Selon les besoins, il est possible d'utiliser un conteneur Treston par résident ou de le diviser au moyen de séparateurs transversaux et de l'utiliser pour plusieurs résidents à la fois. Les conteneurs TRESTON peuvent être étiquetés individuellement, par exemple avec un nom, une photo ou un code-barres. Nous vous proposons divers modèles d'inscription que vous pouvez télécharger gratuitement.



Bacs et corbeilles FlexModul

Les bacs et corbeilles FlexModul permettent de ranger différents matériaux et ustensiles de travail dans votre armoire tout en économisant de la place. Ils peuvent être subdivisés selon les besoins à l'aide de divers séparateurs. Vous pouvez ainsi classer votre matériel de manière claire et pratique et l'étiqueter à l'aide de porte-étiquettes.



Réfrigérateur pour médicaments

La partie basse de l'armoire est idéale pour l'installation du réfrigérateur pour le stockage de médicaments sensibles à la température. Nous vous recommandons de tenir compte des critères suivants lors du choix de l'achat pour votre réfrigérateur à médicaments :

- Refroidissement par air
- Porte de réfrigérateur verrouillable et fermeture de porte automatique
- Possibilité d'intégration de votre plan de fermeture enregistrées et existant
- Contrôle électronique avec affichage numérique au 1/10°C
- Mémoire de données intégrée pour les températures min / max
- Alarme sonore ou visuelle pour les défauts de température
- Message d'alarme en cas de porte ouverte ou panne de courant
- Utilisation de tiroirs avec des cloisons et des porte-étiquettes



Nous proposons différents réfrigérateurs pour médicaments certifiés et nous serons heureux de vous conseiller sur le choix de l'appareil.

Armoire à pharmacie climatisée Wiegand

Le changement climatique contribue à modifier rapidement l'environnement et représente un nouveau défi pour le système de santé publique. La température ambiante est un facteur clé pour la bonne préservation et le stockage des produits pharmaceutiques. Pour des bâtiments existants ou plus anciens, il n'est souvent pas possible d'adapter ou d'intégrer une climatisation. C'est grâce à l'armoire à pharmacie climatisée de Wiegand, avec une configuration de deux ou de trois éléments comprenant un bloc de réfrigération, que vous pourrez stocker vos médicaments à une température constante et régulée de maximum 25°.

